



**המסתשרות הביולוגית - מخطط העל:**

חצן הבקטיריא مع السم:

تجهيز تخفيفات السم (أو تجهيز اعدادات التجربة - إذا بدون تخفيفات)

إضافة السم إلى البكتيريا

تصغير السبكتروفوتومتر وقراءة درجة التعكر

حظن البكتيريا في الحمام المائي 37 مع السم

ضبط الساعة ل 20 دقيقة - قراءة درجة التعكر كل 20 دقيقة

بين الزمن 0-20:

شرح واعداد أنابيب التفاعل بالابندورف مع القفل (صفحة 4 أو 5)

حفظ الأنابيب في الثلج وتغطيتها بورق الألومنيوم حتى استخدامها

بين الزمن 20-40:

شرح عن الطرد المركزي وغسل البكتيريا وترقيم أنابيب ابندورف عادية للغسل

بين الزمن 40-60:

استراحة

بعد الزمن 60 - غسل البكتيريا:

نقل حصص بحجم 900µl بكتيريا لأنابيب الغسل

عملية فراز لمدة 5 دقائق بسرعة 15000 دورة / دقيقة ← انتباه لوجود راسب! وسكب السائل العلوي

راسب

تعليق الراسب ب- 500µl محلول رقم 1 ابيض

عملية فراز لمدة 5 دقائق بسرعة 15000 دورة / دقيقة ← انتباه لوجود راسب! وسكب السائل العلوي

راسب

تعليق الراسب ب- 350µl محلول رقم 2 ازرق

راسب بكتيري معلق

الحظن في الحمام  
المائي مع السم

اعداد أنابيب التفاعل  
(لا تستخدمها بعد!)

ترقيم أنابيب الغسل

استخدام أنابيب الغسل



استخدام أنابيب التفاعل

**تنفيذ التفاعل الأنزيمي:**

نقل 100µم من الراسب المعلق للأنابيب مع خليط التفاعل اصفر

إضافة 50µم كلوروفورم



مزج بجهاز الثورتكس



حضن ب- 37 درجة مئوية ل- 30 دقيقة



اعداد صحن القراءة ونقل حصص بحجم 100µم للقراءة وفقا للتعليمات

انتبهوا لإدخال السائل إلى مركز الحجيرة، بدون كلوروفورم وبدون فقاعات

فيما يلي سير عمل موجز لتجربة المستشعرات البيولوجية:

1. تجهيز اعدادات التجربة - بكتيريا + مواد سامة أو ما تريدون إضافته.
2. حضن ل-60 دقيقة بحمام مائي (في هذا الوقت، يمكن القيام بشئين: أ. ترقيم أنابيب ابندورف عادية فارغة التي ستبقى على الطاولة (أ)، ب. تحضير الأنابيب للخطوة 7، و تركها مغطاة بالتلج حتى الوصول للخطوة 7 (ب)؛
3. بعد 60 دقيقة: نقل 900µم بكتيريا لأنابيب الابندورف الفارغة (أ)، وفرز البكتيريا.
4. تعليق البكتيريا ب- 500µم محلول الغسل 1.
5. فرز ثاني.
6. تعليق البكتيريا ب- 350µم محلول الغسل 2.
7. نقل 100µم بكتيريا من خطوة 6 للأنابيب الموجودة في التلج مع "محلول التفاعل" (ب) وإضافة 50µم كلوروفورم.
8. حضن خليط التفاعل من خطوة 7 بدرجة حرارة 37 (في هذا الوقت، يمكن نقل 100µم بكتيريا من خطوة 6 لصحن القراءة).
9. نقل 100µم من خليط التفاعل لصحن القراءة.
10. قراءة النتائج.