



## تشخيص مرض التليف الكيسي cystic fibrosis بواسطة تفاعل ال PCR وأنزيمات الأقطاع

### (Restriction enzymes)

كتب بيدي: يانير كليجر و ميخال مندوفيتش (محتلن لسنة 2008)

في هذه التجربة ستقوم بأجراء تفاعل PCR على عينات من الحمض النووي لأربعة أفراد الأسرة:

1. أب. 2. أم.

3. أبن مريض بالتليف الكيسي. 4. جنين.

بما ان تفاعل ال PCR يستغرق حوالي ساعة، نبدأ مباشرة بالتحضير له، وبينما الجهاز يعمل انتقلوا الى الفعالية المحوسبة التي تبحث الخلفية البيولوجية للتجربة.

### قوانين العمل:

فاعلية تقنية ال PCR تكمن في قدرتها على انتاج المليارات من النسخ من مقطع DNA واحد. ومع ذلك، هذه القدرة هي أيضا نقطة ضعف، لأن كل جزيء DNA "غريب" يدخل لأنبوب التفاعل ويناسب لربط جزيئات البرايمر قد يتم نسخه وينتج مليار جزيء DNA "الغريب" - ناتج لا يمت بصلة لمكونات التفاعل الأصلي- بدل DNA "الهدف". ومثل هذه النتيجة ستؤدي لتحليل خاطئ لنتائج التجربة.

جزيء DNA "غريب" كهذا يمكن أن يأتي من اماكن عديدة مثل بقايا الحمض النووي الموجودة على الأيدي، من دخول بكتيريا في أنابيب الاختبار وما الى ذلك.

لذلك فمن المهم التقيد في المختبر بالقواعد التالية:

1. اعمل بصورة منظمة ونظيفة.
2. ارتدي القفازات وتجنب لمس اي جسم في جميع أوقات العمل
3. استعمل أدوات معقمة فقط.
4. ينبغي إعداد أنبوب مراقبة، والذي يحتوي على جميع مكونات تفاعل PCR عدا ال DNA. لا ينبغي وجود ناتج في انبوب المراقبة. اذا حصلت على ناتج في هذا الانبوب عندها لا يمكنك استنتاج أي شيء من النتائج في انابيب الاختبار الأخرى.

### مكونات تفاعل ال PCR:

1. عينات ال DNA:
  - A – عينة ال DNA من الاب.
  - B – – عينة ال DNA من الام.
  - C – – عينة ال DNA من الابن المريض.
  - D – – عينة ال DNA من الجنين.
2. ماء (انبوب اختبار مكتوب عليه - H<sub>2</sub>O)
3. محلول المغنيسيوم (انبوب اختبار مكتوب عليه Mg)
4. محلول البوفر (انبوب مكتوب عليه - Taq buf.)
5. نوكلوتيدات (انبوب مكتوب عليه - dNTPs)
6. برايمر 1 + برايمر 2 (انبوب مكتوب عليه - P1/P2)
7. انزيم – Taq DNA polymerase (انبوب موجود عند المرشد)



يرجى ملاحظة أن جميع مكونات التفاعل ما عدا عينة الحمض النووي، هي نفسها في جميع الاختبارات. للعمل بفاعلية ودقة عليكم إعداد مزيج يحتوي على جميع المكونات (بدون DNA)، ومن ثم قوموا بتوزيع المزيج على الانابيب المختلفة.

### سير العمل:

في حامل الانابيب الموجود في الثلج هناك 5 انابيب تحتوي على عينات DNA كالآتي:

- A – اب
- B – ام
- C – الابن المريض
- D – الجنين
- E – ماء (=مراقبة, اي بدون DNA)

### إعداد مزيج التفاعل:

1. اكتب على انبوب ابندورف صغير الحرف "خ" في هذا الانبوب ستقوم بتحضير خليط التفاعل.  
ضع انبوب "خ" في الثلج.

تأكد من وضع المكونات حسب الترتيب المسرود أدناه, واستخدم Tips (مع فيلتر) مناسب للماصة التي تستعملها, تأكد من تبديل ال Tip بعد اضافة كل مركب.

2. استخدم ماصة بحجم 100 ميكروليتر  $\left(\begin{matrix} P \\ 100 \end{matrix}\right)$  ووجهها ل 87 ميكروليتر  $\begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix}$  وضع عليها Tip مناسب لماصة بحجم 100 ميكروليتر.

3. ضع في انبوب "خ" 87 ميكروليتر ماء -  $H_2O$ .

4. استخدم ماصة بحجم 20 ميكروليتر  $\left(\begin{matrix} P \\ 20 \end{matrix}\right)$  ووجهها ل 15 ميكروليتر  $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$  وضع عليها Tip جديد مناسب لماصة بحجم 20 ميكروليتر.

5. اضع لانبوب "خ" 15 ميكروليتر Taq buffer.

6. استخدم ماصة بحجم 20 ميكروليتر  $\left(\begin{matrix} P \\ 20 \end{matrix}\right)$  ووجهها ل 6 ميكروليتر  $\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$  وضع عليها Tip جديد.

7. اضع لانبوب "خ" 6 ميكروليتر من محلول المغنيسيوم (Mg).

8. استخدم ماصة بحجم 20 ميكروليتر  $\left(\begin{matrix} P \\ 20 \end{matrix}\right)$  ووجهها ل 3 ميكروليتر  $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$  وضع عليها Tip جديد.

9. اضع لانبوب "خ" 3 ميكروليتر من محلول النوكليوتيدات (= dNTP's).

10. قم بتبديل ال Tip.

11. اضع لانبوب "خ" 3 ميكروليتر من البرايمر الاول (= P1).



12. قم بتبديل الTip.

13. اضف لانبوب "خ" 3 ميكروليتر من البرايمر الثاني (=P2).

14. اطلب من المرشد ان يضيف لانبوب "خ" 3.0 ميكروليتر من الانزيم Taq DNA polymerase .

15. أغلق الأنبوب وامزج محتوياته جيدا بواسطة النقر بإصبعك على جانب الأنبوب ومن ثم ادخله لجهاز الطرد

المركزي(سنتريفوغة) لفترة قصيرة من الزمن.

#### تحضير انابيب الاختبار للتفاعل:

يستحسن العمل بسرعة ودقة وعدم ترك الانابيب لفترة طويلة خارج الثلج.

16. استخدم ماصة بحجم 20 ميكروليتر (P<sub>20</sub>) ووجهها ل20 ميكروليتر وضع عليها Tip.

17. ضع في كل انبوب A, B, C, D, E, 20 ميكروليتر من المزيج في انبوب "خ". تذكر انه عليك استخدام Tip جديد بين كل انبوب

وانبوب.

#### تنفيذ تفاعل PCR:

18. ادخل الانابيب بمساعدة المرشد الى جهاز الPCR (تذكر لون انابيب فريقك!).

يتميز جهاز الPCR بقدرته على تسخين وتبريد الأنابيب التي بداخله بصورة اوتوماتيكية وبسرعة.

سوف يقوم المرشد ببرمجة الجهاز حسب الظروف التالية:

الخطوة الأولى - فصل جديلي الDNA عن بعضها البعض - دقيقة بدرجة حرارة 94°C.

الخطوة الثانية - ارتباط البرايمر - دقيقة بدرجة حرارة 55°C.

الخطوة الثالثة - بناء الجديلة التكميلية - دقيقة بدرجة حرارة 72°C.

الجهاز يكرر هذه الخطوات الثلاث 30 مرة.

بعدها تبقى درجة الحرارة 72°C لمدة 10 دقائق من اجل تمكين الانزيم من ان يكمل نسخ مقطع DNA "الهدف".

في نهاية التفاعل يقوم الجهاز بتبريد الأنابيب لدرجة حرارة 7°C. سيقوم الجهاز بالحفاظ على هذه الحرارة إلى ان نطفئ الجهاز ونخرج

الأنابيب. (هذا يحافظ على نواتج الDNA).

أثناء عمل الجهاز انتقل الى الفعالية المحوسبة التي تبحث الخلفية البيولوجية للتجربة.

19. عندما ينهي الجهاز عمله اخرج الانابيب بمساعدة المرشد وضعهم في حامل الانابيب.

#### قطع نواتج الPCR:

20. اكتب على 4 انابيب ابندورف: A1, B1, C1, D1.

21. استخدم ماصة بحجم 20 ميكروليتر (P<sub>20</sub>) ووجهها ل15 ميكروليتر وضع عليها Tip

22. اضف الى الانبوب A1 15 ميكروليتر من ناتج DNA من الانبوب A.

23. اضف الى الانبوب B1 15 ميكروليتر من ناتج DNA من الانبوب B.



24. אצף אל האנוב C1 15 מיקרוליטר מן נאא DNA מן האנוב.
25. אצף אל האנוב D1 מיקרוליטר מן נאא DNA מן האנוב D.
26. אאאמ מاصة בכמ 20 מיקרוליטר (P 20) ווהה ל 11 מיקרוליטר  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  וצע עליה Tip אאא. 27. אצף לכל ואאא מן האנאאא A1, 1B, C1, D1, 11 מיקרוליטר מא.
28. אאאמ מاصة בכמ 20 מיקרוליטר (P 20) ווהה ל 3 מיקרוליטר  $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$  וצע Tip אאא. 29. אצף לכל ואאא מן האנאאא A1, 1B, C1, D1, 3 מיקרוליטר בופר קאע (cut buf). מן המה אאאאא Tip בננ العناא المآآآة!

30. אאא מן المرشأ ان بضعف 1 מיקרוליטר אנزیم אאאאא לכל ואאא מן האנאאא A1-D1.
31. אנقل الأناأأأ אל آوض ماء بأرآة 37°C למأا نصف ساعا على الأقل.

فأ هأه الأناأأ أكمأ الفعأأأة المآوسبأة.

32. بعأ مرور نصف ساعا على الأقل, أاأأم ماصة בכم 20 مיקرוליטר (P 20) وוהה ل 6 مיקرוליטר  $\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$  وצע Tip أاأ. 33. امزآ آأا انبوبة مآلول الصبغ بمساعاا الفوراكس أم أصف إلى كل انبواب مן الأناأأ A1, 1B, C1, D1, 6 مיקرוליטר مן مآلول الصبغ. كآلك أصف 6 مיקرוליטר مן مآلول الصبغ إلى الانبوبة E.

شأن نواآأ ال PCR فأ آل الكأروفورأأا (كهربأأ):

أأأر! لا أقم بلمس الآل بالأأ المآرأة - الآل أأأو على ماسرأنا!

فأآ الآل:

سأقوم المرشأ بفأآ آطاء الآل الآف وسأضعه فأ وعاأ آاص. الآناأ الأأمن مן الوعاأ أأآل اولأ. أفأآ آطاء الآل فأ أقرب وقرأ مآمن مן الشأن - لمنع آفاف الآل.

أأففأ prerun (شأن مسأق):

- قم بعمل prerun (للوعاأ الأأ فأأو مشط بأأله) بوأسطأ الضغط على الزر لمأا أأناأأأ.
- صأفر قصأر وومضأاأ باللون الأأضر بأأأرون إلى أأأأل سلأم للآهاز.
- بعأ مرور أأأأأأأ, سوف أأآول الوأمأض للضوء الأأمر وأسمع صأفر مآأع. أضعط على الزر إلى ان بآهر لون أأمر أأأ.

أأأمأ مؤأر الآم:

سأقوم المرشأ بأأراآ المشط وبتأأمأ مؤأر الآم.

أأأمأ العأناأ:

آمأ 20 مיקرولیטר مן 5 العأناأ الأأأة لفرآك: انأأأ A1-D1 و E. لا أأس ان أأأأأل Tip بננ كل عأنا و عأنا. أآأ ماأا وعضأ فأ كل "بأر" فأ الآل بالآرأأب.

أأأأ الآل:



לبدء اضغظ ضغطة وجبزة على الزر. ضوء اخضر ثابت يشير الى تشغيل سليم. اترك الجل يعمل لمدة تتراوح بين 15-30 دقيقة. تمنع  
بالوان العينات ولكن لا تقم بلمس الجهاز.  
انهاء شحن الجل: في نهاية الشحن, الضوء الاخضر يتحول الى احمر ويسمع صفير منقطع.  
تصوير الجل: سيقوم المرشد بأخراج الجل من الوعاء وسيضعه فوق طاولة UV لتفحصه ولتصويره.